


L.PASモジュール

完成予想図



補聴器に用いた使用例



通常 補聴器はハイファイとは無縁だが、L.PASはハイファイであり、ハイレゾにも十分対応する。

また、この補聴器の例ではマイクロホンノイズがやや多い。理由はゲインが高いことと、ノイズリダクションを持っていないことにある、しかし、環境ノイズは気にならないので、ノイズはの問題はあまりない。

また、ビデオなどに一度収録して、再生するような使い方では、ビデオがノイズリダクションを持っているので、マイクロホンノイズは消える、